

NomoLine® Guida di selezione

Linee di campionamento senza umidità per pazienti intubati e non, in applicazioni a bassa e ad elevata umidità



- > La sezione anti-umidità elimina l'esigenza del trasporto d'acqua
- > Il filtro antibatterico idrofobico riduce la contaminazione dell'analizzatore di gas Masimo
- > La linea di campionamento progettata in modo esclusivo consente l'utilizzo durante le applicazioni a flusso ridotto e di dimensioni ridotte
- > Le cannule dal design ergonomico migliorano il comfort del paziente
- > Il tubo di erogazione dell'ossigeno a lume stellato garantisce l'alimentazione anche se piegato

Opzioni linea di campionamento

Divisione	Descrizione del prodotto	Codice numero	Immagine
Bassa umidità o a breve termine Set adattatore per vie respiratorie	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine LH per pazienti adulti/ pediatrici, 2 m, 25/scatola	3814	
	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine LH per pazienti adulti/ pediatrici, 3 m, 25/scatola	3815	
	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine LH per lattanti, 2 m, 25/scatola	3816	
	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine LH per neonati/lattanti, 2 m, 25/scatola	4369	
Elevata umidità o a lungo termine Set adattatore per vie respiratorie	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine HH per pazienti adulti/pediatrici, 2 m, 25/scatola	3827	
	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine HH per pazienti adulti/pediatrici, 3 m, 25/scatola	3828	
	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine HH per lattanti, 2 m, 25/scatola	3829	
	Set adattatore per vie respiratorie NomoLine HH per neonati/lattanti, 2 m, 25/scatola	4367	
Bassa umidità o a breve termine Cannula con tubo O2	Cannula nasale NomoLine LH per adulti per CO2 con O2, 25/scatola	3820	
	Cannula nasale NomoLine LH per pazienti pediatrici per CO2 con O2, 25/scatola	3821	
	Cannula nasale/orale NomoLine LH per adulti per CO2 con O2, 25/scatola	3824	
	Cannula nasale/orale NomoLine LH per pazienti pediatrici per CO2 con O2, 25/scatola	3825	
Elevata umidità o a lungo termine Cannula con tubo O2	Cannula nasale NomoLine HH per adulti per CO2 con O2, 25/scatola	3833	
	Cannula nasale NomoLine HH per pazienti pediatrici per CO2 con O2, 25/scatola	3834	
	Cannula nasale/orale NomoLine HH per adulti per CO2 con O2, 25/scatola	3837	
	Cannula nasale/orale NomoLine HH per pazienti pediatrici per CO2 con O2, 25/scatola	3838	

Divisione	Descrizione del prodotto	Codice numero	Immagine
Bassa umidità o a breve termine Cannula senza tubo per O2	Cannula nasale NomoLine LH per adulti per CO2, 25/scatola	3817	
	Cannula nasale NomoLine LH per pazienti pediatrici per CO2, 25/scatola	3818	
	Cannula nasale NomoLine LH per lattanti per CO2, 25/scatola	3819	
	Cannula nasale/orale NomoLine LH per adulti per CO2, 25/scatola	3822	
	Cannula nasale/orale NomoLine LH per pazienti pediatrici per CO2, 25/scatola	3823	
	Cannula per forcina nasale singola NomoLine LH per adulti per CO2, 25/scatola	3826	
Elevata umidità o a lungo termine Cannula senza tubo per O2	Cannula nasale NomoLine HH per adulti per CO2, 25/scatola	3830	
	Cannula nasale NomoLine HH per pazienti pediatrici per CO2, 25/scatola	3831	
	Cannula nasale NomoLine HH per lattanti per CO2, 25/scatola	3832	
	Cannula nasale/orale NomoLine HH per adulti per CO2, 25/scatola	3835	
	Cannula nasale/orale NomoLine HH per pazienti pediatrici per CO2, 25/scatola	3836	
	Cannula per forcina nasale singola NomoLine HH per adulti per CO2, 25/scatola	3839	

LH = bassa umidità HH = elevata umidità

Versioni del connettore della linea di campionamento



Linee di campionamento HH

Utilizzo a lungo termine

Da utilizzare con dispositivi Masimo
ISA™ e Rad-97™



Linee di campionamento LH

Utilizzo a breve termine

Da utilizzare con dispositivi
Masimo ISA e Rad-97

Rad-97 con capnografia NomoLine non ha licenza di vendita in Canada.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo Sweden AB
Tel: +46 8 544 98 150
info-sweden@masimo.com

Masimo U.S.
tel 1-877-4-Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
tel +41-32-720-1111
info-international@masimo.com

