


Iris Gateway™

L'interoperabilità inizia con la connettività dei dispositivi

Il trasferimento automatico dei dati da dispositivi medici alle cartelle cliniche elettroniche (EMR) può migliorare la produttività e ridurre la probabilità di errori di trascrizione.¹ I dispositivi esistenti che permettono la connettività dei dispositivi possono ingombrare la sala del paziente, sovraccaricare la gestione informatica IT e contemporaneamente aumentare la complessità e i costi assistenziali. Masimo Iris™ e Root® tentano di semplificare l'approccio alla connettività per favorire il continuum della cura.



I dispositivi autonomi di terze parti* possono contenere preziosi dati paziente



Root hub di connettività e monitoraggio del paziente per dati di dispositivi autonomi terze parti



Iris Gateway converte tutti i dati di dispositivi Masimo e autonomi di terze parti in HL7



EMR – Iris Gateway si interfaccia con EMR per la documentazione dei dati di dispositivo


Iris Gateway mette in collegamento i dati di dispositivo generati presso il posto letto del paziente e la documentazione nei sistemi di gestione dati dei pazienti, quali EMR.

Connettività

- > Root integra connettività e monitoraggio del paziente. Iris Gateway si interfaccia con i sistemi ospedalieri per i ricoveri, le dimissioni e i trasferimenti (ADT) per consentire ai medici di associare i pazienti ai loro dati direttamente da Root.
- > Iris Gateway converte i protocolli di comunicazione specifici del dispositivo in HL7 per una facile documentazione in EMR.

Riduzione dei costi

- > L'approccio esclusivo di Masimo alla connettività dei dispositivi sfrutta l'hardware e l'infrastruttura esistenti per ridurre il costo della connettività.
- > Iris Gateway offre connettività a un costo competitivo per posto letto.



¹ The Value of Medical Device Interoperability. West Health Institute. 2013. * Dispositivi autonomi di terze parti con adeguate funzionalità di rete possono comunicare direttamente con il dispositivo Iris Gateway di Masimo.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 462 7466
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

