

Radical-7[®] Pulse CO-Oximeter[®]

Con la CO-pulsossimetria Masimo rainbow SET™ in un monitor versatile e aggiornabile



Pulsossimetria



CO-pulsossimetria aggiornabile



Monitoraggio acustico



Adattabile alle mutevoli esigenze di monitoraggio

dispositivo 3-in-1 per l'utilizzo come monitor al posto letto, palmare o durante il trasferimento del paziente



Caratteristiche

Batteria ricaricabile

- Durata della batteria di 4 ore per il monitoraggio prolungato come dispositivo palmare

Opzioni di connettività

- Connettività con radio wireless 802.11 integrata e Bluetooth*

Interfaccia utente intuitiva

- Facile navigazione e configurazione delle impostazioni grazie al display multi-touch ad alta definizione



Grafico elettronico

- Documentazione automatica dei dati paziente con Patient SafetyNet™* o con Iris Gateway™ che si interfacciano con il sistema ospedaliero EMR

Forma d'onda pletismografica

- Forma d'onda pletismografica ad alta risoluzione e forma d'onda opzionale per una visibilità in tempo reale


Rotazione automatica del display

- Schermata versatile con regolazione automatica a seconda dell'orientamento



Aggiornamento fluido a Root®


- Può agganciarsi alla piattaforma di connettività e monitoraggio del paziente Root



Personalizzazione del display per la visualizzazione dei parametri prioritari del proprio contesto clinico



Semplici gesti per spostare, espandere o comprimere **i trend dei parametri** per analisi più profonde



Configurazione dei parametri delle impostazioni degli allarmi in base alla popolazione di pazienti, con l'opzione di selezionare da **Profili pazienti** pre-configurati



Allarmi acustici e visivi per la rapida identificazione dei parametri in condizione di allarme, con sistema di altoparlanti ridondanti

Specifiche tecniche di Radical-7

BATTERIE PALMARE	CARATTERISTICHE FISICHE
Tipo Ioni di litio	Dimensioni 22,6 cm x 8,9 cm x 5,3 cm (8,9" x 3,5" x 2,1")
Capacità (durata della batteria) 4 ore ¹	Dispositivo autonomo 8,9 cm x 26,7 cm x 19,6 cm (3,5" x 10,5" x 7,7")
Tempo di ricarica 3 ore	
CONDIZIONI AMBIENTALI	PESO
Temperatura di funzionamento 0-50 °C (32-122 °F)	Palmare 0,54 kg (1,2 libbre)
Altitudine di funzionamento Pressione 500 - 1.060 mbar	Docking station (modelli RDS-1, 2 e 3) 1,14 kg (2,5 libbre)
	Dispositivo autonomo (modelli RDS-1, 2 e 3) 1,73 kg (3,8 libbre)

¹ Questo valore rappresenta un tempo di funzionamento approssimativo con la luminosità degli indicatori al minimo e il tono delle pulsazioni disattivato utilizzando una batteria completamente carica.
 * L'uso del marchio Patient SafetyNet è concesso in licenza da University HealthSystem Consortium.

RRp e ORi hanno ottenuto il marchio CE. Non disponibile negli Stati Uniti.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo U.S.
 Tel: 1 877 4 Masimo
 info-america@masimo.com

Masimo International
 Tel: +41 32 720 1111
 info-international@masimo.com

