

Replica™

L'assistenza al paziente nel palmo della tua mano




Replica è un'applicazione mobile per il monitoraggio remoto supplementare e la notifica al medico che consente al medico di visualizzare i dati del monitoraggio continuo di più pazienti, nonché di visualizzare e rispondere ad allarmi e avvisi dallo smartphone, indipendentemente dalla posizione.

- > Mostra i dati in tempo quasi reale, comprese forme d'onda ad alta fedeltà, da dispositivi Masimo e di terze parti collegati, aiutando i medici a gestire più pazienti in modo più efficiente attraverso il monitoraggio remoto supplementare
- > Le notifiche di allarme bidirezionali da parte di Masimo e di dispositivi di terze parti vengono inviate ai dispositivi mobili attivi, raggiungendo i medici in servizio e disponibili, con un'escalation intelligente che:
 - Consente ai medici di accettare o inoltrare rapidamente gli allarmi, contribuendo a migliorare la collaborazione clinica
 - Consente l'escalation automatica per garantire una risposta tempestiva

Gestione più intelligente dei dati dei pazienti


Con la crescente prevalenza di elevati rapporti paziente/clinico, la visibilità continua dello stato di più pazienti su un dispositivo mobile può aiutare i medici a gestire i pazienti in modo più efficiente

Si può esaminare a colpo d'occhio lo stato di tutti i pazienti sull'unità o di un piccolo sottogruppo di pazienti assegnati



Lo stato di allarme codificato a colori consente ai medici di assegnare rapidamente priorità alle cure, contribuendo a migliorare i flussi di lavoro


Fino a 96 ore di dati dei trend consentono ai medici di esaminare i cambiamenti nello stato di un paziente nel tempo



Gestione intelligente degli allarmi


Gli allarmi azionabili del paziente vengono inviati direttamente ai medici, con un'escalation automatica che può aiutare i medici a rispondere agli eventi critici in modo più rapido ed efficiente

Le frecce identificano rapidamente il livello di escalation, aiutando i medici a dare priorità alla risposta ai pazienti che possono avere bisogno di un'attenzione più immediata



I medici possono accettare o inoltrare rapidamente una notifica, richiedendo un'escalation immediata al successivo medico disponibile, aiutando a coordinare una tempestiva risposta

Un calendario dettagliato di allarmi, eventi e interventi può aiutare i medici a esaminare la progressione o la regressione dello stato di un paziente prima di arrivare presso il letto, lasciando più tempo per preparare un piano clinico



Specifiche tecniche

REQUISITO SOFTWARE

Replica richiede Patient SafetyNet™ Series v5.5.X o superiore
Android OS Almeno Versione 5.0 (Lollipop)

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Replica Software PN 9863

* L'uso del marchio PATIENT SAFETYNET è concesso in licenza da University HealthSystem Consortium

Replica non ha licenza di vendita in Canada.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

